



Konnektorn har olika färg beroende på kateterns diameter.

Självhäftande yta på baksidan för enkel upphängning.

Inte tillverkad med PVC, ftalater och latex.



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.^{1,2}



DILATION CATHETER
CATHETER PER DILAZIONE

40616 00
Dila-Cath
Netl 40cm
CH16 / 5.3mm
Lot 40616
Mfg 920007
Exp 2025-02-01
Lot A4 00127

Produktbeskrivning

LoFric® Dila-Cath™, hydrofil engångskateter, avsedd för intermittent dilatation av urinröret. Katetern har inga dräneringsögon och kan därför inte användas för blåstömning.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong och 2 kartonger per transportförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidone (PVP) och natriumklorid (NaCl).

Kateter:
Polyolefin-baserade elastomerer, (POBE)

Styckförpackning:
Lackat papper, laminerad film av polypropylen (PP) och polyetylen (PE).

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
406 16 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
406 18 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18



Användarvänlig förpackning.



LoFric® Dila-Cath™

Referenser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.
Tel: 031-376 40 00. www.wellspect.se

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only