



*Aktiveras direkt - Ett lätt tryck på vätskebehållaren med steril saltlösning aktiverar katetern och den är klar att användas direkt.*

*Uppsamlingspåse med måttangivelser, 1000 ml.*

*Tömningsmöjlighet. Riv för att tömma påsen.*

*Ögla för att hänga upp eller hålla påsen.*

*Tillverkad utan PVC, ftalater eller latex.*

*Möjlighet separera katetern från påsen.*

*Införingshjälpmedel för bättre grepp och kontroll gör att du inte behöver ta på katetern.*

*Ögglor gör förpackningen lättare att öppna*



*LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.<sup>1,2</sup>*

*Mjuka kateterögon.<sup>3,4</sup>*



Nelaton Tiemann

## Produktbeskrivning

LoFric® Hydro-Kit™, hydrofil engångskateter med saltlösning för aktivering, avsedd för intermittant kateterisering av urinvägarna.

## Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd innan sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.

## Förpackning

30 katetrar per kartong.  
2 kartonger per transportförpackning.

## Materialsammansättning

**Hydrofil ytbeläggning:**  
Polyvinylpyrrolidone (PVP).

**Kateter:** Polyolefinbaserad elastomer, (POBE).

**Vätskebehållare:** Laminerad folie av polyetyleneterephthalate (PET), aluminium och polyetylen (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

**Styckförpackning:**  
Polyetylenbutylacrylat (EBA).

## Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
421 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
421 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Användarvänlig förpackning.



## Referenser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. A Real Difference.**

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [wellspect.se](https://wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

**wellspect.se**

Wellspect Healthcare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.

Tel: 031-376 40 00. [www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only