



Konnektorn har olika färg beroende på kateters diameter.

Stor ögla för att öppna eller hänga upp förpackningen.

Aktiveras direkt – steril saltlösning ingår i förpackningen och genom ett tryck är katetern klar att användas.

Införingshjälpmedel. Stadigt grepp utan att du behöver vidröra katetern med fingrarna.

Tillverkad utan PVC, ftalater eller latex.



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.^{1,2}

Mjuka kateterögon.^{3,4}



Vikbar och diskret.



Nelaton Tiemann

Produktbeskrivning

LoFric® Primo™, hydrofil engångskateter med saltlösning för aktivering, avsedd för intermittent kateterisering av urinblåsan.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserad med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
2 eller 4 kartonger per transportförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter:
Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Vätskebehållare:
Laminatfolie av polyetentereftalat (PET), polyeten (PE) och aluminium. Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Styckförpackning:
Polyeten (PE).

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
410 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
410 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
410 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
410 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
410 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
410 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
411 06 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 06
411 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
411 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10
413 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
413 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
413 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
413 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
413 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
413 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
414 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
414 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
414 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
414 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14
415 10 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
415 12 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
415 14 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
415 16 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
415 18 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Användarvänlig förpackning.



LoFric® Primo™

Referenser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect Healthcare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.

Tel: 031-376 40 00. www.wellspect.se

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only