

# Navina Mini

## Beskrivning

Navina Mini är avsedd för transanal irrigering genom att instillera en mindre volym vatten i rektum genom en rektalkona för engångsanvändning.

## Indikationer för användning

Navina Mini är avsedd för vuxna, ungdomar och barn från 3 år, som lider av ofullständig tarmtömning och/eller avföringsläckage.

## Kontraindikationer

Använd INTE Navina Mini om något eller några av följande tillstånd gäller för dig:

- Känd anal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit och divertikulär abscess
- Kolorektal cancer
- Ischemisk kolit
- Genomgått anal eller kolorektal operation för mindre än tre månader sedan

Den här listan är inte nödvändigtvis fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till användarens individuella omständigheter.



## Hållbar design

- Vattenbehållare 60 användningar
- Förlängningsslang 60 användningar
- Rektalkona för engångsanvändning

## Materialkomposition

De huvudsakliga komponenterna i Navina Mini (vattenbehållare, rektalkona och förlängningsslang, är tillverkade av termoplastisk elastomer (TPE). Navina Mini är inte tillverkad med latex, PVC eller ftalater.


				
<b>Navina Mini monterad</b>	<b>Navina Mini monterad med förlängningsslang</b>	<b>Vattenbehållare</b> 185 ml 60 användningar	<b>Rektalkona</b> Engångsanvändning	<b>Förlängningsslang (valfritt)</b> 60 användningar

Artikelnr	Benämning	Specifikation innehåll
6931000	Navina Mini Start Set	1 vattenbehållare, 5 rektalkonor, 1 förlängningsslang
6930700	Navina Mini Set	1 vattenbehållare, 30 rektalkonor
6930800	Navina Mini Extension Set	1 vattenbehållare, 30 rektalkonor, 1 förlängningsslang
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rektalkonor


## Navina produkter för tarmkötsel. Ett komplett sortiment.



Navina Irrigeringsystem, det enda irrigeringssystemet med elektronisk eller manuell kontrollenhet, för kronisk förstoppning och/eller avföringsläckage.



Navina Mini, vid ofullständig tarmtömning och/eller soiling.



Navina Insert, utvecklad för att förhindra avföringsläckage.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmdysfunktion. Vi inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vårt mål är att våra produkter skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt och strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. A Real Difference.**

För mer information om våra produkter och tjänster, besök [Wellspect.se](https://www.wellspect.se).

Följ oss också på LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://www.wellspect.se)

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.

Tel: 031 376 40 00. [www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

### Navina Mini



Tillverkare: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.  
Telefon: 031 376 40 00. [www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

